

SafeSheath®

Peel-away-Einführschleuse mit teilbarem hämostatischem Ventil

SafeSheath® – der bewährte Standard für das schnelle und sichere Legen von ICD-, CRT-System- und Herzschrittmacher-Elektroden mittels Punktionstechnik. Die Einführschleuse unseres Partners Pressure Products (USA)

ist dank der Kombination aus Peel-away-Funktion und integriertem teilbarem, hämostatischem Ventil ideal geeignet für das sichere Einführen von Kabeln und Kathetern, die im Gefäß verbleiben sollen.

Eigenschaften und Vorteile

- Sehr steife Schleuse, optimal geeignet auch bei stenosierten Gefäßen
- Leichtgängige Dichtmembran erlaubt bequemes Einführen, Austauschen und Manipulieren der Kabel und Katheter
- Mehrfache Kabel-/Katheterdurchführung ohne weitere Zugänge möglich
- Hämostatisches Ventil zur Vermeidung von Blutverlust und Luftembolien
- Sauberes und gleichmäßiges Peel-Verhalten
- Sideport mit 3-Wege-Hahn für Infusionen, Kontrastmittelinjektionen etc.
- Dilatator fixiert durch leichtgängige Steck-Arretierung

SafeSheath® Long

Die lange Version der Einführschleuse bietet bei linksseitigen Zugängen über die Vena cephalica oder subclavia eine Führung bis in die Vena cava superior. Sie unterstützt optimal das Upgrade bereits implantierter Schrittmacher-/ICD-/CRT-Systeme durch neue Elektroden und das Einführen von Defibrillator-Elektroden. Das gilt auch bei unüblichen venösen Zugängen, beispielsweise über die Vena axillaris oder femoralis.



Bestellinformationen

SafeSheath®

Artikel	Größe	Länge	Länge Dilatator	Bestellnr.
HLS-1006	6.0 F	13 cm	20 cm	06 1010 00
HLS-1007	7.0 F	13 cm	20 cm	06 1011 00
HLS-1008	8.0 F	13 cm	20 cm	06 1012 00
HLS-1008.5	8.5 F	13 cm	20 cm	06 1028 00
HLS-1009	9.0 F	13 cm	20 cm	06 1013 00
HLS-1009.5	9.5 F	13 cm	20 cm	06 1014 00
HLS-1010	10.0 F	13 cm	20 cm	06 1015 00
HLS-1010.5	10.5 F	13 cm	20 cm	06 1016 00
HLS-1011	11.0 F	13 cm	20 cm	06 1017 00
HLS-1012	12.0 F	13 cm	20 cm	06 1018 00
HLS-1012.5	12.5 F	13 cm	20 cm	06 1019 00

SafeSheath® Long

Artikel	Größe	Länge	Länge Dilatator	Bestellnr.
HLS-2506	6.0 F	25 cm	31,5 cm	06 1010 50
HLS-2507	7.0 F	25 cm	31,5 cm	06 1011 50
HLS-2508	8.0 F	25 cm	31,5 cm	06 1012 50
HLS-2509	9.0 F	25 cm	31,5 cm	06 1013 50
HLS-2510	10.0 F	25 cm	31,5 cm	06 1015 50
HLS-2510.5	10.5 F	25 cm	31,5 cm	06 1016 50
HLS-2511	11.0 F	25 cm	31,5 cm	06 1017 50

Bestellen Sie SafeSheath®

einfach telefonisch, per Fax oder E-Mail:

Telefon: 0241-173518 | Fax: 0241-175627 | E-Mail: info@bispingmed.de

Lieferumfang

Peel-away-Schleuse mit teilbarem hämostatischem Ventil und Sideport mit 3-Wege-Hahn | Dilatator | Nadel 18 G x 70 mm | Spritze 12 cc | Flexibler Führungsdraht mit gerader und J-Spitze 0.038" x 45 cm bzw. 80 cm

Ein Produkt unseres Partners

