

EasyControl®

Steuerbarer Mapping- und Ablationskatheter

EasyControl ist ein temporärer, quadropolarer Katheter zur Ableitung intrakardialer Signale und HF-Ablation tachykarder Herzrhythmusstörungen. Das in die Tip-Elektrode integrierte Thermoelement ermöglicht eine permanente, exakte Temperaturkontrolle. Die Oberfläche und das Material des Katheterschaftes tragen zur Reduzierung der Thrombenbildung bei. Der Katheter ist ruckfrei und stufenlos steuerbar und sehr

drehstabil und ermöglicht so eine ideale Positionierbarkeit. Die Auslenkung der Katheterspitze erfolgt proportional zur Bewegung des distalen Teils des Griffstücks. Die einmal erreichte Position bleibt stabil. Die Größe der Kurvenform hängt von der Länge der steuerbaren Katheterspitze ab. Der Katheter kann durch jeden geeigneten Führungskatheter eingeführt und positioniert werden.

Eigenschaften

- Quadropolarer Mapping- und Ablationskatheter
- Unidirektional steuerbar 0-235°
- In Tip-Elektrode integrierter Temperatursensor
- Hochwertiger Griff für optimales Handling und ruckfreie, stufenlose Steuerung
- Verschiedene Kurven












Technische Daten

- Anzahl der Elektroden: 4
- Elektrodenabstand: 2/5/2 mm
- Elektrodenlänge: Ringe 2 mm, Tip 4 mm oder 8 mm
- Elektrodenmaterial: Gold oder Platin/Iridium
- Nutzbare Katheterlänge: 100 cm
- Katheter-Außendurchmesser: 7 F (2,33 mm)



Bestellinformationen

EasyControl®

Artikel	Länge Tip-Elektrode	Elektrodenmaterial	Farbcodierung	Länge steuerbare Spitze	Kurve (ca.)	Länge	Bestellnr.
EasyControl P4M	4 mm	Pt/Ir	 Grün	70 mm	D	100 cm	39 1052 35
EasyControl P4L	4 mm	Pt/Ir	 Blau	80 mm	F	100 cm	39 1052 53
EasyControl P4XL	4 mm	Pt/Ir	 Orange	90 mm	J	100 cm	39 1052 71
EasyControl G4M	4 mm	Gold	 Grün	70 mm	D	100 cm	39 1052 38
EasyControl G4L	4 mm	Gold	 Blau	80 mm	F	100 cm	39 1052 56
EasyControl G4XL	4 mm	Gold	 Orange	90 mm	J	100 cm	39 1052 74
EasyControl P8M	8 mm	Pt/Ir	 Grün	70 mm	D	100 cm	39 1052 36
EasyControl P8L	8 mm	Pt/Ir	 Blau	80 mm	F	100 cm	39 1052 54
EasyControl P8XL	8 mm	Pt/Ir	 Orange	90 mm	J	100 cm	39 1052 72
EasyControl G8M	8 mm	Gold	 Grün	70 mm	D	100 cm	39 1052 39
EasyControl G8L	8 mm	Gold	 Blau	80 mm	F	100 cm	39 1052 57
EasyControl G8XL	8 mm	Gold	 Orange	90 mm	J	100 cm	39 1052 75

Empfohlene Mindestgröße der Einführschleuse: 8 F (2,67 mm)

Patientenkabel (bitte separat bestellen)

Artikel	HF-Generator	Länge	Bestellnr.
MagnoConnect E	EP-Shuttle	250 cm	39 1000 15
MagnoConnect I	IBI-1500T11	250 cm	39 1000 13
MagnoConnect H	HAT 300	250 cm	39 1000 14
MagnoConnect B	Bard CAG	250 cm	39 1003 23
MagnoConnect A	ATAKR	250 cm	39 1000 16

Bestellen Sie EasyControl®

telefonisch: 0241-173518 | per Fax: 0241-175627 | per E-Mail: info@bispingmed.de

Weitere technische Details:

Anzahl der Elektroden 4 | Elektrodenabstand 2/5/2 mm | Elektrodenlänge 2 mm (Ring), 4 mm (Tip) | Elektrodenmaterial Platin/Iridium | Applizierbare Leistung, unipolare Applikation 75 Watt maximal | Temperatursensor Thermoelement in Katheterspitze | Betriebstemperatur 30-80 °C | Messgenauigkeit ± 2 °C | Spülanschluss Luer weiblich | Anschlussstecker 9-polige REDEL Kupplung, 60° codiert

Ein Produkt unseres Partners

