

nuubo®
Langzeit-EKG-Weste

Langzeit-EKG

bis 60
Tage

- Optimal für VHF-Detektion
- Hoher Tragekomfort
- Hervorragende Signalqualität

nuubo® Langzeit-EKG-Weste

Eigenschaften

Hervorragende Signalqualität

- Mehrere Ableitungen
- Aktivitäts- und Lagesensor
- Morphologie- und Frequenzanalyse

Aussagekräftigere Diagnosen

- Bis zu 60 Tage
- Kontinuierliche EKG-Aufzeichnung
- Hohe Detektionsrate
- Vorhofflimmer-Detektion mit 93 % Sensitivität und 87 % Spezifität

Langzeit-EKG
bis 60Tage

Keine Klebe-
elektroden

Keine Kabel


Verschiedene
Größen

Hoher
Tragekomfort





Anwendung:

So lange
wie nötig




Auswertung:

Morphologie- oder
Herzfrequenzanalyse



Klinische Anwendungsgebiete



Technologie/Signalqualität/Auswertung



Nuubo hat eine patentierte Elektrodentechnologie entwickelt. Sie basiert auf dem Einsatz elastischer Gewebe und Leitmaterialien, die in ein Kleidungsstück integriert sind.



Mit der Nuubo-Software lässt sich das EKG-Signal nach Frequenz oder Morphologie auswerten. Die Analyse kann an die Anforderungen des einzelnen Patienten angepasst werden.



Bestellinformationen

nuubo® Wearable ECG

Artikel	Beschreibung	REF-Code	Bestellnr.
Minder L1s	1-Kanal EKG-Rekorder	1483	45 1014 83
Minder L3s	3-Kanal EKG-Rekorder	1474	45 1014 74
Nuubo Software Suite	Softwarelizenz (USB-Dongel)	1165	45 1011 65

Artikel	Typ	Tragedauer	Größe	für Brustumfang	REF-Code	Bestellnr.
5 Elektroden + Neutralelektrode						
Nuubo7-I	Weste, 3-Kanal	7 Tage	S1	55-65 cm	1479	45 1014 79
Nuubo7-II	Weste, 3-Kanal	7 Tage	S2	65-85 cm	1480	45 1014 80
Nuubo7-III	Weste, 3-Kanal	7 Tage	S3	85-115 cm	1481	45 1014 81
Nuubo7-IV	Weste, 3-Kanal	7 Tage	S4	115-140 cm	1482	45 1014 82
4 Elektroden + Neutralelektrode						
Nuubo15-I	Weste, 3-Kanal	15-30 Tage	S1	55-65 cm	1497	45 1014 97
Nuubo15-II	Weste, 3-Kanal	15-30 Tage	S2	65-85 cm	1498	45 1014 98
Nuubo15-III	Weste, 3-Kanal	15-30 Tage	S3	85-115 cm	1499	45 1014 99
Nuubo15-IV	Weste, 3-Kanal	15-30 Tage	S4	115-140 cm	1500	45 1015 00
2 Elektroden + Neutralelektrode						
Nuubo45-I	Band, 1-Kanal	45-60 Tage	S1	55-70 cm	1490	45 1014 90
Nuubo45-II	Band, 1-Kanal	45-60 Tage	S2	70-90 cm	1491	45 1014 91
Nuubo45-III	Band, 1-Kanal	45-60 Tage	S3	90-130 cm	1492	45 1014 92
Pediatric, 4 Elektroden + Neutralelektrode						
Nuubo7P-0	Weste, 3-Kanal	7-30 Tage	S0	45-60 cm	1587	45 1015 87
Nuubo7P-I	Weste, 3-Kanal	7-30 Tage	S1	60-85 cm	1588	45 1015 88
Sport-Weste für Realtime & 24 h Holter, 4 Elektroden + Neutralelektrode						
Sportbeat	Weste, 3-Kanal	24 Stunden	S1-4	55-140 cm		auf Anfrage

Artikel	Beschreibung	REF-Code	Bestellnr.
NuuboXX Report	Verschiedene Report-Typen		auf Anfrage

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

einfach telefonisch, per Fax oder E-Mail:

Telefon: 0241-173518 | Fax: 0241-175627 | E-Mail: info@bispingmed.de

Ein Produkt unseres Partners

nuubo[®]
 Wearable ECG