

NHancer Pro X™

Mikrokatheter, Führungsdraht-Support-Katheter

Durch die getaperte, atraumatische Spitze, das kleine Profil und den Katheterschaft in Flat-Wire-Technologie, bietet der Mikrokatheter NHancer Pro X eine optimale Vorschubfähigkeit in stark tordierten Gefäßen und engen Kollateralen sowie zur erfolgreichen Passage von komplexen Läsionen. Nachdem er in Position ist, können

schnell und sicher der Führungsdraht gewechselt und das distale Zielgefäß durch lokale Kontrastmittelinjektion visualisiert werden. Der NHancer Pro X bietet zudem ein hervorragendes distales Backup für Ihren Interventionsdraht bei der CTO-Rekanalisation.

Vorteile

- Distaler Führungsdraht-Support
- Distale Kontrastmittelinjektion
- Einfacher Führungsdrahtwechsel


Eigenschaften

- Getaperte, atraumatische Spitze
- Sehr kleines Eintrittsprofil
- Sehr geringer Außendurchmesser
- Optimale Drehsteifigkeit und Vorschubfähigkeit durch Flat-Wire-Technologie
- Spitze komplett röntgensichtbar
- Hydrophil beschichtet



Bestellinformationen

NHancer Pro X™



Artikel	Eintrittsprofil O.D. Spitze	Distale Schaftlänge	Länge hydrophile Beschichtung	Nutzbare Länge	REF-Code	Bestellnr.
NHancer Pro X A3	1.5 F (0,50 mm)	3 cm	25 cm	135 cm	NX31413525	42 0203 35
NHancer Pro X R3	1.5 F (0,50 mm)	3 cm	60 cm	155 cm	NX31415560	42 0203 55
Kompatibler Führungsdraht: 0,014" (0,36 mm)						

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

einfach telefonisch, per Fax oder E-Mail:

Telefon: 0241-173518 | Fax: 0241-175627 | E-Mail: info@bispingmed.de

Ein Produkt unseres Partners

