

SafeSheath® II

Peel-away-Einführschleuse mit teilbarem hämostatischem Ventil

SafeSheath II – die Weiterentwicklung des bewährten Standards für das schnelle und sichere Legen von ICD-, CRT-System- und Herzschrittmacher-Elektroden mittels Punktionstechnik. Die Einführschleuse unseres Partners Pressure Products (USA) bietet die optimale Kombination

aus Peel-away-Funktion und teilbarem, hämostatischem Ventil. SafeSheath II ist identisch in Qualität und Handhabung zu den altbewährten SafeSheath-Schleusen und in Details weiter optimiert.

Eigenschaften und Vorteile


- Sehr steife Schleuse, optimal geeignet auch bei stenosierten Gefäßen
- Extra leichtgängige Dichtmembran für bequemes Einführen und Manipulieren der Sonden
- Hämostatisches Ventil zur Vermeidung von Blutverlust und Luftembolien
- Sideport mit 3-Wege-Hahn für Infusionen, Kontrastmittelinjektionen etc.
- Dilatator fixiert durch leichtgängige Steck-Arretierung

Neuheiten

- Zusätzliche Sollbruchlinie für noch saubereres und gleichmäßigeres Peel-Verhalten
- Größere Break-away-Flügel für leichteres Aufbrechen
- French-Größe farbcodiert und deutlich beschriftet


SafeSheath® II Long

Die lange Version der Einführschleuse bietet eine Führung bis in die Vena cava superior. Sie unterstützt optimal ein Upgrade bereits implantierter Systeme durch neue Elektroden, das Einführen von Defibrillator-Elektroden und allgemein bei stenosierten Zugangsgefäßen.



Bestellinformationen

SafeSheath® II Peel-away-Einführschleuse

Artikel	Größe	Farbcodierung	Länge	Länge Dilatator	Bestellnr.
SS6	6 F	 Grün	13 cm	19,5 cm	06 1021 00
SS7	7 F	 Orange	13 cm	19,5 cm	06 1022 00
SS8	8 F	 Blau	13 cm	19,5 cm	06 1023 00
SS85	8.5 F	 Hellblau	13 cm	19,5 cm	06 1024 00
SS9	9 F	 Schwarz	13 cm	19,5 cm	06 1025 00
SS95	9.5 F	 Grau	13 cm	19,5 cm	06 1026 00
SS10	10 F	 Magenta	13 cm	19,5 cm	06 1027 00
SS105	10.5 F	 Rosa	13 cm	19,5 cm	06 1027 10
SS11	11 F	 Gelb	13 cm	19,5 cm	06 1028 10
SS12	12 F	 Braun	13 cm	19,5 cm	06 1029 00
SS125	12.5 F	 Beige	13 cm	19,5 cm	06 1030 00

SafeSheath® II Long Peel-away-Einführschleuse

Artikel	Größe	Farbcodierung	Länge	Länge Dilatator	Bestellnr.
SSL6	6 F	 Grün	23 cm	29,5 cm	06 1021 50
SSL7	7 F	 Orange	23 cm	29,5 cm	06 1022 50
SSL8	8 F	 Blau	23 cm	29,5 cm	06 1023 50
SSL9	9 F	 Schwarz	23 cm	29,5 cm	06 1025 50
SSL10	10 F	 Magenta	23 cm	29,5 cm	06 1027 50
SSL105	10.5 F	 Rosa	23 cm	29,5 cm	06 1027 60
SSL11	11 F	 Gelb	23 cm	29,5 cm	06 1028 50

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

einfach telefonisch, per Fax oder E-Mail:

Telefon: 0241-173518 | Fax: 0241-175627 | E-Mail: info@bispingmed.de

Lieferumfang

Peel-away-Schleuse mit teilbarem hämostatischem Ventil und Sideport mit Drei-Wege-Hahn | Dilatator | Nadel 18 G x 70 mm | Spritze 10 cc | Flexibler Führungsdraht mit gerader und J-Spitze 0.038" x 50 cm bzw. 60 cm

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsanweisung.

Ein Produkt unseres Partners

